

Securederm PU Dressing


Hypoallergenic, Breathable, Waterproof.

PU wound dressing is made of anti-bacteria and hydrophobic polyurethane film coated by PSA. It may be used on MIP wound and in fixation of catheters. PU film may keep the wound in moist environment and allows the patient take a shower and bathe.

씨큐어덤 피유 드레싱(방수밴드)

부드러운 재질과 방수기능의 PU 필름, 저자극성 점착제를 사용한 신개념 반창고.

최상급 PU Film 사용으로 습윤환경을 유지하여 기존의 통기성 밴드 사용시 보다 빠른 치유를 돕는 신개념 반창고. 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알러지반응을 최소화 하였습니다.



Size	Qty/box
6cm x 7cm (2.5cm x 3.9cm)	50pcs
9cm x 10cm (5cm x 7cm)	50pcs
9cm x 15cm (5cm x 12cm)	50pcs
10cm x 25cm (5.3cm x 20cm)	25pcs
10cm x 30cm (5.3cm x 25cm)	25pcs

주식회사 제노메디칼
 경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
 T: 070-7579-1244
 F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>

건강보험심사평가원 비급여 치료재료 코드

BM5006VJ, 전규격

Non Woven Adhesive Dressing

Hypoallergenic, Breathable, Convenient

Non Woven Adhesive Dressing consist of non woven fabric coated with acrylic adhesive, absorbent pad and liner paper. It is hypoallergenic, breathable and easy to be applied. It provides optimal adhesion whitout irritation to skin and is used to cover and protect the wound.

씨큐어덤 부직 반창고

부드러운 재질의 부직포, 저자극성 점착제를 사용한 신개념의 부직 반창고.

최상급 부직포 사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알려지반응을 최소화 하였습니다. 사용의 편의성을 위하여 보이는 포장재질을 사용하고,이면지의 박리력을 조절하여 쉽게 제거되게 구성하였습니다.



Size	Qty/box
5cm x 7cm (2.5cm x 4cm)	50pcs
6cm x 8.3cm (3cm x 6cm)	50pcs
9cm x 10cm (5cm x 7cm)	50pcs
9cm x 15cm (5cm x 12cm)	50pcs
9cm x 20cm (5cm x 15cm)	25pcs
9cm x 25cm (5cm x 20cm)	25pcs
9cm x 30cm (5cm x 25cm)	25pcs

Dressing Retention Tape

Hypoallergenic, Breathable, Covenient

Medical adhesive bandage is basicly made of non-woven coated by PSA and silicon paper. It avoids the wound being bruised and reduces the pain and infection and can be used in any length as need.

씨큐어덤 부직포 픽스롤

부드러운 재질의 부직포, 저자극성 점착제를 사용한 신개념의 부직포 픽스롤

최상급 부직포 사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알려지반응을 최소화 하였습니다.
필요한 만큼 사용하고 보관하기 편리하도록 제품 포장을 디자인하여 사용자에게 편리함을 제공합니다.

Size	Qty/Box
5cm x 10m	1roll
10cm x 10m	1roll
15cm x 10m	1roll

건강보험심사평가원 비급여 치료재료 코드

BM5100VJ, 전규격

주식회사 제노메디칼
경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
T: 070-7579-1244
F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>



SD Film Dressing

Soft, Hypoallergic Adhesive, Convenient

SD Film dressing is made of anti-bacteria and hydrophobic polyurethane film coated by PSA. It may be used on MIP wound and in fixation of catheters. PU film may keep the wound in moist environment and allows the patient take a shower and bathe.

씨큐어덤 에스디 필름 드레싱

부드럽고 투명한 필름, 저자극성 점착제를 사용한 필름 드레싱

최상급 재질의 재료사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알려지반응을 최소화 하여 상처의 보호, I.V.고정, 카테타 고정등에 널리 사용됩니다.

Size	Qty/Box	급여 코드
4.5cm x 4.5cm	100pcs/box	K6100037
6cm x 7cm	100pcs/box	K6100137
10cm x 12cm	100pcs/box	K6100237
10cm x 25cm	50pcs/box	K6100337
15cm x 20cm	50pcs/box	K6100437
20cm x 30cm	50pcs/box	K6100537



SD Film Roll

Soft, Hypoallergic Adhesive, Convenient


Securederm SD Film Roll is made of anti-bacteria and hydrophobic polyurethane film coated by PSA. It may be used on MIP wound and in fixation of catheters. PU film may keep the wound in moist environment and allows the patient take a shower and bathe.

씨큐어덤 에스디 필름 롤

부드럽고 투명한 필름, 저자극성 점착제를 사용한 필름 롤

최상급 재질의 재료사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알러지반응을 최소화 하여 상처의 보호, I.V.고정, 카테타 고정등에 널리 사용됩니다.

Size	Qty/Box
5cm x 10m	1Roll/box
10cm x 10m	1Roll/box
15cm x 10m	1Roll/box



건강보험심사평가원 비급여 치료재료 코드

BM5109VJ, 전규격

주식회사 제노메디칼
 경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
 T: 070-7579-1244
 F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>

SD Surgical Paper, Silk & Transview Tape

Soft, Hypoallogenic Adhesive, Covenient

SD Medical tape is basicly made of non-woven tissue or silk or PE film coated by PSA. It is highly soft and comfortable. It is widely used to provide wound care at hospitlal for fastening surgical dressing and catheter fixation.

씨큐어덤 에스디 써지칼 종이 테이프, 실크 테이프, 투명 테이프.

부드러운 종이, 실크, 투명한 필름, 저자극성 점착제를 사용한 테이프

최상급 재질의 재료사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알려지반응을 최소화 하였습니다.

종이, 실크, 투명 반창고

Size	Qty/Box
1.25cm x 10m	1roll
2.5cm x 10m	1roll
5cm x 10m	1roll

투명반창고 비급여 보험코드 : BM5108VJ 전규격.

주식회사 제노메디칼
경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
T: 070-7579-1244
F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>

