

Dressing Retention Tape

Hypoallergenic, Breathable, Covenient

Medical adhesive bandage is basicly made of non-woven coated by PSA and silicon paper. It avoids the wound being bruised and reduces the pain and infection and can be used in any length as need.

씨큐어덤 부직포 픽스롤

부드러운 재질의 부직포, 저자극성 점착제를 사용한 신개념의 부직포 픽스롤

최상급 부직포 사용으로 신축성이 기존대비 뛰어나 부드러운 감촉으로 신체와 일체감을 형성하여 이물감을 최소화하였으며, 저자극 점착제 사용으로 기존의 알려지반응을 최소화 하였습니다.
필요한 만큼 사용하고 보관하기 편리하도록 제품 포장을 디자인하여 사용자에게 편리함을 제공합니다.

Size	Qty/Box
5cm x 10m	1roll
10cm x 10m	1roll
15cm x 10m	1roll

건강보험심사평가원 비급여 치료재료 코드

BM5100VJ, 전규격

주식회사 제노메디칼
경기도 수원시 장안구 팔달로 309번길 34
T: 070-7579-1244
F: 02-6280-1930
<http://www.genomedical.co.kr>



Securederm SD FIX Roll 용 도 설 명 서

● 제품설명

Securederm SD Fix Roll은 외과, 정형외과, 흉부외과, 산부인과, 비뇨기과, 신경외과 등 다양한 과에서 수술 후 상처 부위에 사용하는 접착성 드레싱 제품으로 상처부위를 보호하는 제품입니다.

제품의 특징

1. 상처 보호 및 부드러운 부직포로 이질감이 적은 드레싱

씨큐어덤 에스디 드레싱은 최상급의 부직포를 사용하여 부드러운 제질로 이질감이 적어 상처를 보호하는데 최상의 조건을 가지고 있는 드레싱 제품입니다. 또한, 다른 오염물질의 침투를 막아주어 상처보호에 용이하며, 빠른 상처치유가 되도록 환경을 유지합니다.



2. 저자극성

저자극성 아크릴 접착제 사용으로 장기간 사용에도 피부자극이 적어 피부가 예민한 환자에게 적합한 제품입니다.



3. 통기성 및 유연성



최상급의 부직포의 사용으로 유연성이 좋아 신체 어느 부위에도 부착이 용이하며, 움직임이 자유롭습니다.

제품 사용 시 장점

1. 쉽고 간단하게 드레싱이 가능하여 간호사들의 드레싱 적용의 번거로움을 해결하여 업무의 효율성을 높일 수 있습니다.
2. 우수한 신축성으로 부착이 용이하며 상처면을 보호하고 청결관리에도 효율적입니다.
3. 타사 대비 저렴한 가격으로 병원의 부담을 줄일 수 있습니다.

보관방법

실온보관, 직사광선과 과열을 피하십시오.